



OPMI 1 FR pro 사용설명서

허가번호

서울 수신 10-63호

모델명

OPMI 1 FR pro

품목명

의료용현미경

사용목적

안과영역의 수술 시 환부를 조명 및 확대하여 보는 기구로 사용되는 의료용현미경

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 후면의 전원 박스에 전원 스위치를 누른다.
- 2) 사용 전에 제품에 대한 성능 시험을 확인 할 것.
 - 만약 기능상의 문제가 발생되었다면, 안전상의 이유로 사용하지 말 것.
- 3) 포커싱 기능을 확인할 것.
 - 컨트롤 패널의 풋 스위치의 작동으로 확인 할 것.
- 4) 수술용 현미경의 움직임에 방해가 없는지 확인 할 것.
 - 서스펜션 시스템의 마찰 조절 스크류를 이용하여 움직임이 조절된다.
 - 현미경을 어떠한 손상 없이 안전하게 위치할 수 있는 방법으로 모든 케이블과 악세사리가 설치된다.
- 5) 접안렌즈/ 쌍안경 튜브 / 대물 렌즈를 확인 할 것.
 - 작동자를 위하여 현미경을 편안한 위치에 놓을 것.
 - 동공 간 거리는 정확하게 설정될 것.
 - 작동자가 완전한 시야를 볼 수 있도록 접안렌즈가 조절된다.
 - 정확한 처방은 디스플레이 표시로 설정된다.
 - 이미지 품질은 전체적인 확대 범위를 통하여 교정된다.
 - 대물렌즈와 접안렌즈는 깨끗하여야 한다.
- 6) 악세사리를 확인 할 것.
 - 다른 장비(조명시스템, 비디오 시스템, 등)의 정확한 성능은 관련 사용자 매뉴얼을 이용하여 확인되어야 한다.
- 7) 정확한 발란싱(균형)
 - 완전하게 균형이 맞추어 졌을 때, 현미경은 작동할 부분 이내에 모든 위치를 고정시키고, 위 아래로 움직이지 말 것.
- 8) 램프의 밝기 확인
 - 램프의 밝기는 변할 수 있다. 밝기의 변동은 수술부위 조명에 영향을 끼친다.
- 9) 스탠드의 안정성 확인
 - 적어도 2개의 바퀴의 잠금 탭은 눌러져야 하고, 혼자서 스탠드가 움직이는 것을 막는다.
- 10) 시스템의 방해 받지 않는 움직임을 확인할 것.
 - 어느 때라도 환자로부터 현미경이 움직일 수 있도록 시스템을 위치하게 할 것.

나. 사용방법

- 1) 결손 광원의 빛 강도는 환자의 눈의 망막에 손상을 일으키거나 유동이 일어 날 수 있다. 항상 사용 전에 광원을 확인 할 것.
- 2) 만약 광원으로부터의 밝기가 너무 높다면, 환자의 망막이 손상할 수도 있다. 적절한 조명 설정을 선택함으로써 결과적인 방사선 노출 시간과 조명 강도를 조절 한다. 메뉴얼 17페이지에서, 제조원

- 이 추천한 최대 방사 노출시간을 확인 할 수 있다. 이러한 값의 오차는 오직 의료적으로 정당할 때 허용 될 수 있다.
- 3) 눈에 동작하고 있을 때, 망막보호 필터를 사용한다(파란색 선택 필터). 필터는 불필요한(파란색) 방사선에 대응되는 환자의 망막을 보호하고 요인5에 의하여 증가되는 방사선 노출 시간을 허용한다.
- 4) 외부 눈에 작용될 때, 망막 보호 장치를 이용하여 특히, 동공이 확장될 때, 동공에 들어가는 빛을 막아준다.
- 5) 의도하지 않은 장비에 의한 긴 방사선 노출 시간은 환자의 눈의 망막 손상을 일으킬 지도 모른다. 광원이 켜진 상태의 의도하지 않은 장비는 남겨두지 말 것.
- 6) 만약 풋 조절 패널이 우연히 활성화 된다면, 현미경의 외부 초점 모듈은 내려가고 환자를 손상시킬 수도 있다.
- 7) 풋 조절 패널의 버튼이 눌러질 때, 장비와 환자(최소, 40mm) 사이의 충분한 청소를 제공하는지 확인 할 것.
- 8) 드레이프 렌즈가 있는 드레이프는 광학시스템의 이미지 품질을 손상시킬 수도 있다.
- 9) 드레이프 렌즈로부터 보호 필름을 제거할 것. 필요할 시, 더러워진 드레이프 렌즈는 교체 할 것.
- 10) 드레이프와 함께 제공된 사용설명서에 나온 대로 드레이프 렌즈가 있는 드레이프를 부착할 것.
- 11) 만약 백업 램프가 결손 되거나 교체가 불가능 하다면, 계속적인 작업을 위하여 외부 OR 빛을 이용할 것.
- 12) 서스펜션 시스템에서 가장 낮은 밝기 설정에서 시작하고 점차적으로 밝기 정도를 올린다. 최대 허용 가능한 조명 강도를 관찰 할 것.
- 13) 접안렌즈를 조절한다.
- 14) 인간공학적으로 유리한 위치를 유지하는 동안, 작동 부분을 통과하는 현미경을 스위벨(Swivel)한다.
- 15) 수술부위의 이미지가 보일 때까지, 서스펜션 암을 이용하여 현미경을 낮추고, 대안렌즈를 통해 본다.
- 16) 수술부위가 초점이 맞춰 질 때까지 풋 컨트롤 패널에서 초점 기능을 활성화하고 대안렌즈를 통해 볼 것.
- 17) 사용하지 않거나, 대기위치로 옮길 경우 장비의 전원을 꺼놓는다.

사용시 주의사항

가. 처음 사용 전 요구사항

- (1) 연결 구성품은 적절하게 연결되어야 한다. 스크류 연결은 완전히 결합되어야 한다.
- (2) 모든 케이블과 커넥터는 완전한 상태여야 한다.
- (3) 장비에 설정된 전류에 따라 설치하는 장소에서 소비 전류를 인가한다.
- (4) 흠이 없는 보호접지연결부가 소켓이 잘 고정된 전원 플러그를 삽입한다.
- (5) 전원 코드는 이 시스템의 사용을 위해 고안되었다.
- (6) 현미경을 위하여 드레이프가 사용될 때, 접안렌즈 아래의 드레이프 창으로부터 보호 커버가 제거되었는지 확인 할 것.

나. 매 사용 전 요구사항

- (1) 전기적인 연결을 할 때 강제로 시도하지 말 것. 만약 연결이 쉽게 되지 않는다면, 플러그 및 소켓이 정확히 고정되었는지 확인 할 것. 플러그 연결이 손상되었을 시, 서비스 부서에 연락할 것.
- (2) 악세사리 또는 구성품을 부착할 때, 장비의 최대 허용 무게를 초과하지 말 것.
- (3) 사용 전에, 무게에 대해 확인하여 작동 범위에서 모든 위치의 균형을 유지되어야 한다.
- (4) 캐리어 암의 스위벨링 또는 시스템의 운송 중에 캐리어 및 서스펜션 암 사이의 부분을 건들이지 말 것.

- (5) 언제나 환자로부터 장비를 쉽게 움직일 수 있도록 위치할 것.
- (6) 베이스에 있는 브레이크 탭을 이용하여, 스탠드를 보호한다. 스탠드가 안정적인지 회전하지 않는지 확인할 것.
- (7) 항상 사용자의 움직임이 방해 받지 않도록 케이블을 작동한다.
- (8) 현미경의 움직임은 케이블의 손상이나 충동을 피하기 위하여 가로막지 않는지 확인한다.
- (9) 사용 전에, 환자의 눈에 광독성손상을 막기 위하여 빛 소스를 확인한다.
- (10) 사용 전에, 환자의 눈에 광독성손상을 막기 위하여 필터 설정을 확인한다.
- (11) 적합하게 적당하고 멸균된 약세사리 기구를 이용하여 장비를 사용할 것.
- (12) 조작 관련자는 시스템의 멸균 사용을 위하여 행동명령을 확인한다.
- (13) 환기 개봉구를 절대로 덮지 말 것. 과열이나 고장으로 장비의 빛 소스의 문제가 일어날 수 있다.
- (14) 손상된 할로겐 램프(램프 하우징에서 플랩을 열 것.)는 즉시 교체할 것.
- (15) 백업 램프를 보유하고, OR 조명기를 가까이에 둘 것.
- (16) 장비의 모든 심볼(표시)와 라벨은 조작자가 읽기 쉽고 이행하기 쉬운지 확인 할 것.
- (17) 작동방법에 대해 확인할 것.

다. 사용 중 요구사항

- (1) 적절하게 균형이 이루어진 이후에, 본 시스템을 사용할 것.
- (2) 방치된 시스템은 절대로 작동하지 말 것.
- (3) 초과된 방사 노출 시간은 환자의 눈에 망막 손상을 일으킬 수 있다. 빛 소스가 활성화 될 때 장비를 방치한 채로 결코 자리를 벗어나지 말 것.
- (4) 빛 소스, 예를 들어 현미경 대물렌즈 또는 빛 가이드를 직접적으로 보는 것을 피할 것.
- (5) 조명이 켜있을 때, 빛 가이드는 양쪽 끝에 반드시 연결되어 있어야 한다. 그렇지 않으면, 화재 또는 화상 위험이 있다.
- (6) 적절한 조명 설정을 선택함으로써 조명강도와 방사노출 시간을 조절한다. 페이지 17에서 값을 찾을 수 있음.
- (7) 손상되거나 확인되지 않은 약세사리는 누설 전류의 증가를 일으킬 수 있다. 손상되거나 확인되지 않은 약세사리는 절대로 연결하지 말 것. 환자와 연결되어 있는 동안, 전원 출구부를 절대로 건드리지 말 것.
- (8) 고장 난 후에, 램프를 바로 교체한다면, 램프가 여전히 뜨거울 수 있다. 그래서 램프를 교체할 때에, 열-저항 보호 장갑을 착용한다.
- (9) 빛 가이드, 전원코드 또는 다른 연결 케이블을 잡아당기지 말 것.

라. 사용 후 요구사항

- (1) 장비를 사용하지 않을 때는 항상 본체의 전원을 끈다.
- (2) 불충분하고, 정확하지 않고 잘못된 세척 또는 소독은 감염의 고려할만한 위험이 있는 조작자 또는 환자에 노출될 수도 있는 사용자 매뉴얼의 지시사항과는 현저히 다를 수 있다.

저장방법

해당없음

전기적 정격

- 전기적 정격
- 전압 및 주파수: AC 115V(100-120V), AC230(220-240V), 50/60Hz

- 소비전류: 115VAC max. 2A; 230VAC max. 1A;

- 전기충격에 대한 보호형식 및 보호 정도
- 1급 B형기기

사용기간

해당없음

포장단위

Set

제조원

• 제조의뢰자
Carl Zeiss Meditec AG (독일, Goeschwitzer Strasse 51-52 07745 Jena)

• 제조자

Carl Zeiss Meditec AG (독일, Rudolf-Eber-Strass 11 73447 Oberkochen)

수입원

칼자이스(주)

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

본 제품은 의료기기임.